

# METHODE VTT

Capteur VTT

## *VTT Method*

*VTT sensor*

Ref :  
472052

Français – p 1

English – p 5

Version : 6007

**Capteur ampèremètre VTT 2,5A / 10A**

***VTT ammeter sensor 2.5A / 10A***



- installer le logiciel Biosflash en cliquant sur ouvrir.



- la console VTT se met alors à jour automatiquement
- déconnecter votre console VTT, le capteur est alors reconnu.

## 2.6 Mise en service avec ESAO Primo

Le capteur est obligatoirement reconnu par l'interface.

- connecter la console à votre PC,
- connecter le capteur sur la console,
- démarrer votre logiciel d'acquisition.

## 2.7 Caractéristiques Techniques

- Gammes de mesure :
  - de  $-2,5\text{ A} / + 2,5\text{ A}$
  - de  $-10\text{ A} / + 10\text{ A}$
- Résolution :
  - 5 mA
  - 10 mA
- Précision :
  - 1% à +/- 15 mA calibre 2.5 A,
  - 1% à +/- 60 mA calibre 10 A
- Bande passante : 0-10 kHz
- Résistance d'entrée : 0.01 Ohm
- Protection : Fusible
- Tension mode commun : 35 V

### 3 Service après vente

La garantie est de 2 ans, le matériel doit être retourné dans nos ateliers.

Pour toutes réparations, réglages ou pièces détachées, veuillez contacter :

**JEULIN - SUPPORT TECHNIQUE**  
**Rue Jacques Monod**  
**BP 1900**  
**27 019 EVREUX CEDEX FRANCE**  
**+33 (0)2 32 29 40 50**



METHODE VTT  
Capteur ampèremètre VTT 2,5A / 10A  
Ref :  
472052



**NOTES**

## 1 General information

This sensor allows to measure intensities of current with a VTT system or ESAO Primo. Measurements are carried out by a differential entry with safety banana plugs.

## 2 Use

### 2.1 Interfaces

This sensor operates with the graph console or the alphanumeric VTT console or ESAO Primo.

### 2.2 Connecting the sensor to the interface

The sensor is connected by means of a connector located at the back of the box:

- Place the sensor in line with the selected measurement channel.
- Engage the sensor on the console guide,
- follow the guidance system of the VTT console ,
- Engage it fully.

### 2.3 Type of measurement

The sensor measures the instantaneous value of the current passing through.

### 2.4 Scale

The user has 2 scales of measurement:                   -2.5 /+ 2.5 A  
  -10 A /+ 10 A


The scale is selected by means of the switch on the box.

### 2.5 Startup with VTT

- connect the sensor,
- light up the VTT console.

If the sensor is not detected, update your VTT console connected to the PC with the CD via the ESPACE-VTT software.

- connect the console to your computer

- open Espace VTT by clicking on the icon  displayed on your workstation

- click on install:



- install the Biosflash software by clicking on open.



- The VTT console is then automatically updated
- disconnect your VTTconsole : the sensor is then detected.

## 2.6 Startup with ESAO Primo

The sensor must be recognized by the interface.

- connect the console to your computer,
- connect the sensor on the console,
- start your acquisition software.

## 2.7 Technical specifications

- Measuring range: from - 2,5 A/+ 2,5 A  
from -10 A /+ 10 A
- Resolution: 5 mA  
10 mA
- Precision: 1% to+/- 15 mA 2.5 A caliber,  
1% to+/- 60 mA 10 A caliber
- Band-width: 0-10 Khz
- Resistance of entry: 0.01 Ohm
- Protection: Fuse
- Tension common mode: 35 V

### **3 After-Sales Service**

This material is under a two year warranty and should be returned to our stores in the event of any defects.

For any repairs, adjustments or spare parts, please contact:

**JEULIN - TECHNICAL SUPPORT**  
**Rue Jacques Monod**  
**BP 1900**  
**27 019 EVREUX CEDEX FRANCE**  
**+33 (0)2 32 29 40 50**



VTT Method  
**VTT ammeter sensor 2.5A / 10 A**  
Ref :  
472052



**NOTES**

## Assistance technique en direct

Une équipe d'experts à votre disposition du Lundi au Vendredi (8h30 à 17h30)

- Vous recherchez une information technique ?
- Vous souhaitez un conseil d'utilisation ?
- Vous avez besoin d'un diagnostic urgent ?

Nous prenons en charge immédiatement votre appel pour vous apporter une réponse adaptée à votre domaine d'expérimentation : Sciences de la Vie et de la Terre, Physique, Chimie, Technologie .

**Service gratuit \* :**  
**+ 33 (0)2 32 29 40 50**

*\* Hors coût d'appel*

**Aide en ligne :**  
**[www.jeulin.fr](http://www.jeulin.fr)**

*Rubrique FAQ*



Rue Jacques-Monod,  
Z.I. n° 1, Netreville,  
BP 1900, 27019 Evreux cedex,  
France

Tél. : + 33 (0)2 32 29 40 00  
Fax : + 33 (0)2 32 29 43 99  
Internet : [www.jeulin.fr](http://www.jeulin.fr) - [support@jeulin.fr](mailto:support@jeulin.fr)

Phone : + 33 (0)2 32 29 40 49  
Fax : + 33 (0)2 32 29 43 05  
Internet : [www.jeulin.com](http://www.jeulin.com) - [export@jeulin.fr](mailto:export@jeulin.fr)

SA capital 3 233 762 € - Siren R.C.S. B 387 901 044 - Siret 387 901 04400017

## Direct connection for technical support

A team of experts at your disposal from Monday to Friday (opening hours)

- You're looking for technical information ?
- You wish advice for use ?
- You need an urgent diagnosis ?

We take in charge your request immediately to provide you with the right answers regarding your activity field : Biology, Physics, Chemistry, Technology .

**Free service \* :**  
**+ 33 (0)2 32 29 40 50**

*\* Call cost not included*

